

## Kundeninformation

14.04.2022, Version 1, FRI

# Importieren des Rundküvettentest CSB 60 in Salzwasser auf dem *NANOCOLOR*<sup>®</sup> VIS II und *UV*/<sub>VIS</sub> II


### Überblick

Photometer	<i>NANOCOLOR</i> <sup>®</sup> VIS II und <i>UV</i> / <sub>VIS</sub> II
Verfügbarkeit	14.04.2022
Testnummer	0-20
Abrufbar über	<a href="#">Download Methodendatei</a>
Benötigtes Zubehör	USB-Stick

## Hinweise

Auch wenn durch das Importieren der Methodendatei kein Einfluss auf die Gerätedaten und kundeneigenen Methoden genommen wird, empfiehlt MACHEREY-NAGEL Vorsichtsmaßnahmen, um Datenverlusten vorzubeugen. Sichern Sie vor dem Import der Methodendatei die Datenbank des Gerätes indem Sie über *Hauptmenü* → *Einstellungen* → *Backup* → *USB-Stick* → *Backup* sichern. Weiterhin wird empfohlen, eigene Benutzermethoden über *Methoden* → *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Liste* → *Export* vor dem Importvorgang auf einem USB-Stick zu speichern. Eine genaue Anleitung zur Datensicherung finden Sie im Handbuch des entsprechenden Photometers.

## Methoden Import

- Laden Sie die ZIP-Datei mit der Methode über den obigen Link herunter und entpacken Sie die Methodendateien auf Ihrem Computer.
- Kopieren Sie die .mtd-Datei des entsprechenden Gerätes auf die oberste Ebene eines USB-Sticks.
- Schließen Sie den USB-Stick an das Photometer an.
- Rufen Sie die Liste der Benutzermethoden über *Methoden* → *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Liste* auf.
- Wählen Sie das -Icon aus und importieren Sie die Methodendatei für das verwendete Photometer.
- Der erfolgreiche Import wird durch eine Nachricht auf dem Bildschirm quittiert und muss mit *OK* bestätigt werden. ACHTUNG: Der Test wird nach dem Import nicht in der geöffneten Listenansicht aufgeführt!
- Der Rundküvettentest *NANOCOLOR*<sup>®</sup> CSB 60 in Salzwasser kann durch Eingabe der Testnummer 020 im Menü *Testnummer* oder über das Einstecken der barcodierten Rundküvette in den Küvetenschacht ausgewählt werden.

## Modifizierungen

- Verwenden Sie die Datei *VIS\_II\_0\_20.mtd*, um den Rundküvettentest *NANOCOLOR*<sup>®</sup> CSB 60 in Salzwasser (REF 985020) auf das *NANOCOLOR*<sup>®</sup> VIS II zu importieren.
- Verwenden Sie die Datei *UVVIS\_II\_0\_20.mtd*, um den Rundküvettentest *NANOCOLOR*<sup>®</sup> CSB 60 in Salzwasser (REF 985020) auf das *NANOCOLOR*<sup>®</sup> *UV*/<sub>VIS</sub> II zu importieren.

## Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung:	Tel.:	+49 24 21 969-331
	E-Mail:	<a href="mailto:csc@mn-net.com">csc@mn-net.com</a>
Bestellannahme (national)	Tel.:	0800 2616 000
	E-Mail:	<a href="mailto:sales-de@mn-net.com">sales-de@mn-net.com</a>