

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 13 Josefpapier
Weight / Gewicht [g/m²]	19
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Very thin and soft, non-fluffing tissue paper for cleaning optical glasses and cuvettes, suitable as protective paper for metallographic sections /
Anwendungen und Eigenschaften	Sehr dünnes und weiches Filterpapier, zur Reinigung optischer Gläser und Küvetten, als Schutzpapier für metallographische Schliffe

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**