

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 1640 we</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	85
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,22
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	5
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Ash content / Aschegehalt (%)</b>	< 0,01
<b>Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]</b>	12 - 25
<b>Applications and properties /</b>	Ashless, wet-strengthened, very fast filtration, for coarse precipitates /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Aschefrei, nassfest, sehr schnell filtrierend, für grobe Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**