

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1674
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,13
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	110
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	2 - 4
Applications and properties /	Wet-strengthened, slow filtration, for fine precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Nassfest, langsam filtrierend, für feine Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**