

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 180
Weight / Gewicht [g/m²]	180
Thickness / Dicke [mm]	0,35
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	45
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Medium wet strength, hard, for technical filtrations, e.g. galvanic baths /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelstark nassfest, hart, für technische Filtrationen, z.B. für galvanische Bäder

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.