

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 220
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,17
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	45
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Black filter paper for identification of light precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Schwarzes Filterpapier zur Erkennung heller Niederschläge

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.