

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 270/250
Weight / Gewicht [g/m²]	250
Thickness / Dicke [mm]	0,48
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	55
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	High wet-strength, slow filtration, hard, for technical applications, e.g. electroplating baths /
Anwendungen und Eigenschaften	Stark nassfest, langsam filtrierend, hart, für technische Anwendungen, z.B. galvanische Bäder

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.