

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 280</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	75
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,18
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	90 - 100
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Slow filtration, phosphate-free, for soil analysis /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Langsam filtrierend, phosphatfrei, zur Bodenanalyse

These data are typical values and must not be regarded as specification.  
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.