

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 321
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,23
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	5
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	7 - 12
Applications and properties /	Nitrogen-free, fast filtration, e.g. for beer analysis /
Anwendungen und Eigenschaften	Stickstofffrei, schnell filtrierend, z.B. für die Malz- und Bieranalyse

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**