

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 439
Weight / Gewicht [g/m²]	65
Thickness / Dicke [mm]	0,29
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	18
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,5
Max. temperature / max. Temperatur [°C]	550
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fiber filter without binder
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**