

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 440B
Weight / Gewicht [g/m²]	400
Thickness / Dicke [mm]	1,0
Mirgration distance / Saughöhe [mm/10 min]	130 - 145
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Highly absorptive, smooth, for blotting /
Anwendungen und Eigenschaften	Saugfähig, glatt, für Blotting

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**