

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 52K
Weight / Gewicht [g/m²]	100
Thickness / Dicke [mm]	0,17
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	Hydrophobic / hydrophob
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Typical applications / typische Anwendungen	Polyester paper, very high mechanical strength, also when wet / Polyester Papier, sehr hohe mechanische Festigkeit auch im nassen Zustand

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**