

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 604
Weight / Gewicht [g/m²]	200
Thickness / Dicke [mm]	0,4
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	11
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Fast filtration, thick, e.g. for beverage industry /
Anwendungen und Eigenschaften	Schnell filtrierend, dick, z.B. für die Getränkeindustrie

These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.