

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 612
Weight / Gewicht [g/m²]	75
Thickness / Dicke [mm]	0,30
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	10
Surface / Oberfläche	embossed / genarbt
Applications and properties /	Medium fast filtration, for general applications /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelschnell filtrierend, für allgemeine Anwendungen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**