

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 615 A
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	20
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	4 - 12
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Medium fast filtration, for general laboratory use /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelschnell filtrierend, für allgemeine Laborarbeiten

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**