

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 619
Weight / Gewicht [g/m²]	75
Thickness / Dicke [mm]	0,17
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	100
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	2 - 4
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Slow filtration, for fine precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Langsam filtrierend, für feine Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**