

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 619 de
Weight / Gewicht [g/m²]	100
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	195
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	1 - 2
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Very slow filtration, for extremely fine precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Sehr langsam filtrierend, für feinste Niederschläge

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.