

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 619 eh
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,17
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	140
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	2 - 4
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Slow filtration, for fine and very fine precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Langsam filtrierend, für feine und sehr feine Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**