

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 621
Weight / Gewicht [g/m²]	130
Thickness / Dicke [mm]	0,27
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	40
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Wet strengthened, medium fast filtration, e.g. for soil analysis /
Anwendungen und Eigenschaften	Nassfest, mittelschnell filtrierend, z.B. für Bodenanalytik

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**