

## Filter Papers – Filtrierpapiere

|  |   |
|--|---|
| <b>Grade / Sorte</b>   | <b>MN 640 m</b>   |
| <b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>                            | 85  |
| <b>Thickness / Dicke [mm]</b>  | 0,2   |
| <b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>                | 27  |
| <b>Surface / Oberfläche</b>  | smooth / glatt  |
| <b>Ash content / Aschegehalt (%)</b>                                 | < 0,01  |
| <b>Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]</b> | 4 - 12  |
| <b>Applications and properties /</b>                                 | Ashless, medium fast filtration, e.g. for sulphides, lead chromate, calcium oxalate / |
| <b>Anwendungen und Eigenschaften</b>                                 | Aschefrei, mittelschnell filtrierend, z.B. für Sulfide, Bleichchromat, Calciumoxalat  |

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**