

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 640 mf</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	85
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,2
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	27
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Ash content / Aschegehalt (%)</b>	< 0,01
<b>Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]</b>	4 - 12
<b>Applications and properties /</b>	Ashless, fat-free, medium fast filtration, e.g. for sulfides, lead chromate, calcium oxalate /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Aschefrei, fettfrei, mittelschnell filtrierend, z.B. für Sulfide, Bleichchromat, Calciumoxalat

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**