

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 640 w</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	85
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,2
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	9
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Ash content / Aschegehalt (%)</b>	< 0,01
<b>Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]</b>	7 - 12
<b>Applications and properties /</b>	Ashless, fast filtration, for coarse precipitates e.g. iron- and aluminium-hydroxide, bismuth-, copper- and iron-sulphide, nickel diacetyldioxime /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Aschefrei, schnell filtrierend, für grobe Niederschläge z.B. Eisen- und Aluminiumhydroxid, Wismut-, Kupfer-Eisensulfid, Nickel-Diacetyldioxim

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**

**Product data sheet  
Produktdatenblatt**Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis  
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany**Germany****and international:**Tel.: +49 24 21 969-0  
Fax: +49 24 21 969-199  
E-mail: [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)**Switzerland:****MACHEREY-NAGEL AG**Tel.: +41 62 388 55 00  
Fax: +41 62 388 55 05  
E-mail: [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)**France:****MACHEREY-NAGEL EURL**Tel.: +33 388 68 22 68  
Fax: +33 388 51 76 88  
E-mail: [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)**USA:****MACHEREY-NAGEL Inc.**Tel.: +1 484 821 0984  
Fax: +1 484 821 1272  
E-mail: [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)