

**Extraction Thimbles – Extraktionshülsen**

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 645</b>
<b>Material / Material</b>	pure cellulose/ reine Cellulose
<b>Outer diameter / Aussendurchmesser (mm)</b>	120
<b>Height / Höhe (mm)</b>	350
<b>Wall thickness / Wandstärke (mm)</b>	3
<b>Radius / Radius (mm)</b>	58
<b>Production / Herstellung</b>	only with clean water/ nur mit reinem Wasser

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**