

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 652
Weight / Gewicht [g/m²]	140
Thickness / Dicke [mm]	0,45
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	15
Surface / Oberfläche	creped / gekreppt
Applications and properties /	High wet strength, e.g. for regeneration of transformer and turbine oils in combination with other papers /
Anwendungen und Eigenschaften	Stark nassfest, in Kombination mit anderen Papieren geeignet zur Regeneration von Transformatoren- und Turbinenölen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**