

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 660
Weight / Gewicht [g/m²]	140
Thickness / Dicke [mm]	0,32
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	50
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Kieselguhr paper, retains very fine turbidities /
Anwendungen und Eigenschaften	Kieselgurpapier, hält feinste Trübungen zurück

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**