

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 804</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	140
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,4
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	5
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Very fast filtration, soft, e.g. for beverage industry /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Sehr schnell filtrierend, weich, z.B. für die Getränkeindustrie

These data are typical values and must not be regarded as specification.  
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.