

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 818
Weight / Gewicht [g/m²]	180
Thickness / Dicke [mm]	0,45
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	8
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Strongly absorbent, e.g. for collection of blood drops (Guthrie test) /
Anwendungen und Eigenschaften	Sehr saugfähig, z.B. zur Aufnahme von Blutropfen (Guthrie-Test)

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**