

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 827
Weight / Gewicht [g/m²]	270
Thickness / Dicke [mm]	0,7
Migration distance / Saughöhe [mm/10 min]	130 - 140
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Soft, strongly absorbent /
Anwendungen und Eigenschaften	Weich, sehr saugfähig

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.