

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 835
Weight / Gewicht [g/m²]	270
Thickness / Dicke [mm]	0,7
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	12
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	High wet-strength, for electroplating baths /
Anwendungen und Eigenschaften	Stark nassfest, für galvanische Bäder

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**