

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 850/90</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	90
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,36
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	4
<b>Surface / Oberfläche</b>	creped / gekreppt
<b>Applications and properties /</b>	Very fast filtration, suitable for small volumes of liquid /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Sehr schnell filtrierend, für die Schnellfiltration kleiner Probenmengen

These data are typical values and must not be regarded as specification.  
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.