

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 866
Weight / Gewicht [g/m²]	650
Thickness / Dicke [mm]	1,7
Migration distance / Saughöhe [mm/10 min]	140-160
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Soft, very thick, e.g. for electroplating baths /
Anwendungen und Eigenschaften	Weich, sehr dick, z.B. für galvanische Bäder

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**