

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN GF-1
Weight / Gewicht [g/m²]	55
Thickness / Dicke [mm]	0,3
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	12
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,7
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder, fast filtration and very good retention capacity, for high efficiency laboratory filtration and air sampling /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei, schnell filtrierend mit sehr gutem Rückhaltevermögen, für effiziente Laborfiltration und Luftmessungen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**

