

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN GF-3
Weight / Gewicht [g/m²]	50
Thickness / Dicke [mm]	0,28
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	25
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,6
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder, e.g. for laboratory filtration and air sampling /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei, z.B. für Laborfiltrationen und Luftmessungen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**

