

REF 918072

hu

Teszt 0-072

03.19

NANOCOLOR[®]

Kiegészítő készlet AOX 3
teszthez

Végrehajtás:

lásd. **NANOCOLOR**[®] AOX 3, teszt 0-072 használati utasítása.

Rendelkezés:

Figyelembe kell venni a laboratóriumi hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírásokat (hulladékkulcs 16 05 06). Szorosan záró edényeket kell használni.

Módszer:

Kiegészítő reagensek magasabb érzékenység (0.01–0.30 mg/L AOX) és a magas KOI (> 50 mg/L KOI) tartalmú minták méréséhez

Tartalom:

- 1 x 4 g AOX 3 R5 reagens
- 1 x 4 g AOX 3 R6 reagens
- 1 fekete mérőkanál, 85 mm-es
- 1 narancs mérőkanál, 85 mm-es